

Beste,

Zoals u in de media heeft gelezen kan stroomuitval onverwacht optreden. U heeft landelijk advies van de overheid gekregen over langdurige stroomuitval (<https://www.denkvooruit.nl/informatieboekje>). Voor iedereen die niet zonder beademing kan, is het heel belangrijk te weten wat u dan moet doen.

Uw eigen voorbereiding is de basis voor veilige zorg thuis.

Wij vragen al onze patiënten om goed na te denken over wat het voor u betekent als de stroom voor lange tijd uitvalt zodat u een eigen plan kunt maken.

Denk hierbij aan:

- Ga na hoe lang u zonder beademing kunt.
- Zorg dat de accu (wanneer aanwezig) van uw beademingsapparatuur altijd opgeladen is.
- Weet hoe lang uw beademingsapparatuur zonder netstroom werkt.
- Bedenk wat uw eerste stap is bij stroomuitval. Hoeveel tijd heeft u met de beschikbare voorzieningen? Wanneer neemt u contact op met uw familie, mantelzorgers of zorgmedewerkers?
- Overweeg extra voorzieningen, zoals een eigen noodstroombron of noodaggregaat. **Let op:** het Centrum voor Thuisbeademing kan geen noodstroomvoorzieningen zoals noodaggregaten of powerbanks voor u regelen.
- Ga na waar u bij een langdurige stroomuitval tijdelijk kunt verblijven.
- Zorg dat uw familie, mantelzorgers of zorgmedewerkers weten wat ze moeten doen.
- Informeer tijdens een stroomuitval (via energiebedrijf of gemeente) hoe lang de storing kan duren. Beoordeel wat dit betekent voor uw beademing en uw plan (www.gasenstroomstoring.nl of bel het nationaal storingsnummer: 0800-9009).
- Bel 112 in acute situaties.

Wat u van ons kunt verwachten.

Bij stroomuitval van lange tijd hebben wij inzicht in onze patiëntengroep. Wij kunnen deze informatie, wanneer nodig, doorgeven aan de Geneeskundige Hulp Organisatie in de Regio, de GHOR. De GHOR organiseert dan de inzet van hulpdiensten.

Wij werken samen met de drie andere centra voor thuisbeademing aan een duidelijk beleid. Ook binnen het MUMC+ onderzoeken wij dit onderwerp actief.

Bij nieuwe informatie, kijk op:

<https://longziekten.mumc.nl/centrum-voor-thuisbeademing>.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Team Centrum voor Thuisbeademing.

Bijlage: accuduur per beademingsapparaat.

Hoe lang de accu van uw beademingsapparaat stroom levert, ligt aan het beademingsapparaat die u gebruikt, de leeftijd van de accu en uw beademingsinstellingen.

Gemiddelde stroomlevering accu per apparaat:

Beademingsapparaat	Accuduur
Astral 150	8 uur
PrismaVent 50C	8 uur
A40(pro)/A40 rev15	Geen accu
Aircurve 10 CS	Geen accu
Hoestmachine	Accuduur
E70	1 dag therapie
Clearway II	0,5 uur
Uitzuigapparatuur	Accuduur
Medela Basic 30	Werkt uitsluitend op netstroom
Medela Basic	Werkt uitsluitend op netstroom
Asskea M20	45 minuten
Asskea M30	45 minuten
Asskea M30 plus	45 minuten
Bewakingsmonitor	Accuduur
Massimo Rad-8	7 uur
MassimoRad-97	7 uur
Bevochtiger	Accuduur
Alle bevochtigers	Werkt uitsluitend op netstroom